

Press Release

2020年3月19日

京都大学 高等研究院 物質-細胞統合システム拠点

角膜・オン・チップの開発に成功 「まばたき」も再現！

- ・生体外ヒトモデル「角膜・オン・チップ」の開発に成功
- ・まばたきの再現による人工角膜の高機能化
- ・多検体同時評価が可能に

京都大学物質-細胞統合システム拠点 (iCeMS=アイセムス) の亀井謙一郎 (かめい・けんいちろう) 准教授、Rodri Abdalkader (ルディ・アブドアルカーディル) 特定助教は、微細加工技術を駆使して、ヒトの角膜構造を細胞培養系で再現するデバイスの開発に成功しました。この研究結果は、点眼液開発や、それに必要な動物実験の代替法として期待されます。

透明な組織である目の角膜が病気になると、濁るなどの視覚障害が起き、時には失明などの可能性があります。そのような病気を治療するために、点眼液などの治療薬が開発されていますが、ウサギなどの実験動物では、ヒトへの効能や毒性が予想できませんでした。これは実験動物との種間差だけでなく、目のまばたきの頻度にも違いがあったためでした。

そこで今回の研究では、マイクロメートルほどの非常に小さいものを加工できる微細加工技術を応用した「マイクロ流体デバイス^{*1}」に着目しました。このデバイスを用いることによって、ヒトの体の中における血管網や組織を再現することができます。このデバイスにヒト由来の角膜上皮細胞を培養し、更に、細胞培養液を行き来させることによって、まばたきも再現した「ヒト角膜モデル」の開発に成功しました。

本研究で得られた成果は、新しい角膜治療薬の開発に貢献できるだけでなく、動物代替法として、実験動物を削減することが期待されます。

本成果は2020年3月11日に英科学誌「Lab on a Chip (ラボ・オン・チップ)」にオンラインで公開されました。

1. 背景

私たちの生活には多くの「薬」があり、健康に生活するためには欠かせないものとなっています。しかし、新しい薬の開発は重要な局面を迎えています。というのも、一つの新しい薬を開発するために、数百億円以上の巨額の費用と10年以上の長い年月を必要とするからです。また、この薬品開発は全てが成功するわけではなく、非常に低い成功率も課題となっています。

その中でも目薬は、目の乾燥や充血の改善だけでなく、目の炎症や眼病などを治癒するために開発されています。目薬開発時には薬効・安全性・毒性評価などが行われますが、ウサギなどの実験動物を使用しているため、正確な評価ができませんでした。特にウサギの「まばたき」は1時間に10~12

回ですが、ヒトは1時間に1,000回と大きな違いがあり、これが種間差の要因の一つとなっています。そこで、ヒトの「目」を再現できる新しい試験法の開発が急務となっています。

近年、培養系におけるヒトの臓器モデルとして、微細加工技術を基にしたマイクロ流体デバイスを用いた「Organ on a Chip (組織チップ)^{※2}」が注目されています(図1)。これは、デバイス内に組織構造を模倣したモデルを作成する技術であり、従来の細胞培養プレートなどでは再現できなかった組織機能を発現することができます。2016年の世界経済フォーラムにおいても、次世代バッテリーや自動操縦車などと同様に「Top 10 Emerging Technologies」に選択されており、その重要性は増しています。




図1 近年着目されるようになってきた臓器モデル「Organ on a Chip (臓器チップ)」
(出典：Huh et al., *Lab Chip*, 2012, 12, 2156)

2. 研究内容と成果

そこで本研究では、角膜における薬剤透過試験や毒性試験を行うことが可能な生体外ヒトモデルを開発するために(図2)、ヒト角膜上皮細胞をマイクロ流体デバイスに導入した新しい実験系、「角膜・オン・チップ」の開発に取り組みました(図3, 4)。




図2 本研究で再現したヒト角膜構造とまばたき時の涙の動き






図 4 角膜・オン・チップ

私たちがこのチップを開発するにあたって、① 薬剤の角膜上皮透過性試験、② まばたきによる角膜上皮細胞へのずり応力^{※3}印加、③ ずり応力による角膜上皮の高機能化、を目指しました。まず、このチップを構成する材料として、生体適合性が高く、ガス・光透過性も高い Polydimethylsiloxane (PDMS) ^{※4} を使用しました。また、マイクロ流体デバイス内に多孔膜を設置し、その上で角膜上皮細胞を培養することで、角膜上皮細胞による膜形成と薬剤透過性の評価を可能にしました。更に、まばたきにおけるずり応力を再現するために、双方向に駆動可能なシリンジポンプを使用しました。

角膜上皮におけるZO-1発現



従来法と本チップのZO-1発現・厚みの違い(断面図)




図 5 角膜・オン・チップ内で培養した角膜上皮細胞における ZO-1 タンパク質 (緑) の発現。角膜が機能するために ZO-1 が必要。従来法 (トランスウェル) と比較しても、発現量の増加が確認できる。左図のスケールバーは 50 μm 、右図のスケールバーは 100 μm 。

作成したチップ内で培養したヒト角膜上皮細胞 (HCE-T) における膜機能としての評価を免疫細胞染色により確認しました (図 5)。膜機能として必要な ZO-1 タンパク質が培養後 7 日目で強く発現していることが確認でき、また、従来のトランスウェルを用いた培養と比較しても、その発現が強くなることが確認できました。




図 6 角膜・オン・チップ内で培養した角膜上皮細胞における CK-19 タンパク質（赤）の発現。角膜が成熟するために CK-19 が必要。静止培養と比較し、双方向のずり応力を印加すると、CK-19 の発現が増加していることが確認できる。スケールバーは 50 μm 。

次に、双方向のずり応力が角膜上皮細胞の成熟化に与える影響について、免疫細胞染色により確認しました（図 6）。角膜成熟化マーカーである CK-19 タンパク質が、双方向のずり応力を印加することによって、発現が強化されることが確認できました。

これらの結果から、本研究で開発した「角膜・オン・チップ」は、角膜をより機能的な状態で培養できることを確認しました。

3. 今後の展開

本研究では、角膜構造だけでなくまばたきの動きも再現した生体外ヒトモデル「角膜・オン・チップ」の開発に成功しました。このチップは、従来の動物実験では困難であった点眼液の薬効・安全性・毒性のヒトへの影響を予測する新規方法として期待されます。

また、動物実験代替法としても期待でき、実験動物の削減にも繋がります。近年、世界中において動物愛護・倫理的な観点から実験動物の使用を抑制、場合によっては禁止、という動きになっています。例えば EU では、化粧品開発時における実験動物の使用は既に禁止されています。本研究のように、実験動物を使用せず、ヒトのモデル化を可能とする技術の開発が熱望されています。

4. 用語解説

- ※1 **マイクロ流体デバイス**：微細加工技術を応用して作製されたデバイス。化学物質の合成や分離などで利用されるだけでなく、微小空間における物理現象を研究するためにも使用される。近年では、極微量のサンプルなどから遺伝子増幅・解析が可能なデバイスなども開発されている。
- ※2 **組織チップ**：マイクロ流体デバイスを基に、生体外における組織の再構築と生理機能の再現を目的としたチップ。創薬への応用が期待されている。
- ※3 **ずり応力**：立体のある一面に平行にすべらせるようにかかる応力のこと。
- ※4 **Polydimethylsiloxane (PDMS)**：マイクロ流体デバイスを作成するために使用されるシリコンゴム材料。ガス透過性、光透過性に優れ、生体適合性にもあるため、細胞培養実験基材に良く使用される。

5. 研究プロジェクトについて

本研究は、日本学術振興会 科学研究費補助金（基盤研究（B）研究代表 亀井謙一郎、課題番号 17H02083）、及び日本医療研究開発機構（課題番号 17937667）の支援を受けて行われました。

6. 論文タイトル・著者

“Multi-corneal barriers-on-a-chip to recapitulate eye blinking shear stress forces”

(参考訳：目のまばたきによるずり応力も再現したマルチ・角膜・オン・チップ)

著者：Rodi Abdalkader and Ken-ichiro Kamei

Lab on a Chip | DOI: 10.1039/C9LC01256G